



CARL VON MICHALKOWSKI  
NATURDÄRME | NATURAL CASINGS

## CvM Long Life - füllfertige Ware

### 1. Vorbereitung:

Die füllfertigen Hanks aus dem Gebinde entnehmen und einmal durchziehen. Anschließend im kalten Wasserbad (15-20°C) 1-2 Stunden einweichen lassen.



### 2. Vorbereitung vor dem Füllen:

Vor dem Füllbeginn die schon eingeweichte Ware kurz abtropfen lassen und nochmals 30 Minuten im warmen Wasserbad (30°C) weiter einweichen lassen.



### 3. Füllen:

Die füllfertigen Hanks aus dem Wasserbad an den zusammengeführten Enden am Ring entnehmen.

Anschließend den Ring entfernen und die Enden einzeln auf den Tisch legen zum leichten Aufziehen auf das Füllrohr.

Jetzt kann der Naturdarm befüllt werden.



### 4. Aufbewahrung:

Sofern nach dem Füllen bereits eingeweichter Naturdarm nicht verarbeitet wurde, bitte darauf achten, dass die Ware genügend Zeit hat, abzutropfen. Anschließend sollte der Naturdarm wieder mit ausreichend Lake (25%ig) oder Salz konserviert werden. Bitte die Ware kühl lagern, um eine Kontamination mit Mikroorganismen zu vermeiden.



Wir bedanken uns bei Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen in unsere Produkte!

Bei uns stehen Sie als unser Kunde im Mittelpunkt:

Wir versuchen jedes Produkt passgenau auf Ihre individuellen Anforderungen und Prozesse abzustimmen - fragen Sie doch einfach nach!

**CARL VON MICHALKOWSKI GMBH & CO. KG**

**T** +49 (0) 40 378 374

**F** +49 (0) 40 363 888

**E** [info@cvm-hamburg.com](mailto:info@cvm-hamburg.com)

**W** [www.cvm-hamburg.com](http://www.cvm-hamburg.com)

