



CARL VON MICHALKOWSKI
NATURDÄRME | NATURAL CASINGS

CvM Quickstart - füllfertige Ware

1. Vorbereitung vor dem Füllen:

Die bereits füllfertigen Hanks aus dem Gebinde entnehmen und 20 Minuten vor dem Füllbeginn im warmen Wasser (30°C) einweichen.



2. Füllen:

Die Hanks aus dem Wasserbad an den zusammengeführten Enden am Ring entnehmen.

Anschließend den Ring entfernen und die Enden einzeln auf den Tisch legen zum leichten Aufziehen auf das Füllrohr.

Jetzt kann der Naturdarm befüllt werden.



3. Aufbewahrung:

Sofern nach dem Füllen bereits eingeweichter Naturdarm nicht verarbeitet wurde, bitte darauf achten, dass die Ware genügend Zeit hat, abzutropfen. Anschließend sollte der Naturdarm wieder mit ausreichend Lake (25%ig) oder Salz konserviert werden. Bitte die Ware kühl lagern, um eine Kontamination mit Mikroorganismen zu vermeiden.



Wir bedanken uns bei Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen in unsere Produkte!

Bei uns stehen Sie als unser Kunde im Mittelpunkt:

Wir versuchen jedes Produkt passgenau auf Ihre individuellen Anforderungen und Prozesse abzustimmen - fragen Sie doch einfach nach!

CARL VON MICHALKOWSKI GMBH & CO. KG

T +49 (0) 40 378 374

F +49 (0) 40 363 888

E info@cvm-hamburg.com

W www.cvm-hamburg.com

